

Máscara Facial Pediátrica Descartável



Descrição geral

Máscaras sem látex, sem fibra de vidro, hipoalérgicas, com presilhas e nariz.

Uso pretendido

As máscaras faciais ajudam a evitar que partículas grandes expelidas pela criança (por exemplo, saliva, muco) atinjam outras pessoas.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Norma	EN 149:2001 + A1:2009 ; EN 14683:2019
Fabricante	RAYSEN (TIANJIN) HEALTHCARE PRODUCTS CO. LTD No.3 Huanyuxi Road Tianyu Techonology Park, Jinghai
REF	FFPIKDS
Nome do Produto	Máscara Facial Pediátrica Descartável
Design	Estilo pregueado com elásticos
Material	Camada exterior: tecido não-tecido impermeável. Filtro de pó e outros. Camada filtrante: pano fundido. Bloqueia as gotículas e as partículas finas. Camada protectora: tecido não tecido. Flexível e anti-alérgico.
Idade	6-12 anos
Cor	Branca
Camadas	3
Dimensões	Comprimento 145 +/- 3 mm Largura 95 +/- 3 mm
Peso	3-4g/pc

MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO

1. Máscara descartável, não projetada para reutilização.
2. Para ser usado em ambientes para bloquear os poluentes expirados liberados pela boca e pelo nariz, e filtrar certas bactérias e partículas.

APLICAÇÃO

Conexão confortável + alto BFE / PFE, pó de filtro, pólen, bactérias, alta capacidade de filtragem

DICAS

1. Recomenda-se trocar a máscara a cada quatro horas.
2. Se os elásticos estiverem largos, faça um nó.
3. As temperaturas aplicáveis variam entre 5-50°C humidade relativa <80%
4. Válido por 2 anos.

