# Máscara Facial Cirúrgica (criança) enerro





CARACTERÍSTICA	S DO PRODUTO
Regulamentação	Diretiva 93/42/CE   PPE Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN 149:2001 + A1:2009 ; EN 14683:2019
Fabricante	DANYANG CITY HUANGTANG QUITONG LABOR SUPPLIES FACTORY Jishan Village, Huangtang Town Jiangsu Province, PRC
Classificação	Tipo II
Nome do Produto	DM - Máscara Facial Cirúrgica Descartável
Design	Estilo pregueado com elásticos
Material	Camada exterior: tecido não-tecido impermeável. Filtro de pó e outros. Camada filtrante: pano fundido. Bloqueia as gotículas e as partículas finas Camada protectora: tecido não tecido. Flexível e anti-alérgico.
Cor	Branca ou Padrão Koala
Camadas	3
Dimensões	Comprimento 145 +/- 3 mm Largura 95 +/- 3 mm
Peso	3-4g/pc

#### MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO

- 1. Máscara descartável, não projetada para reutilização.
- 2. Para ser usado em ambientes para bloquear os poluentes expirados liberados pela boca e pelo nariz, e filtrar certas bactérias e partículas.

Conexão confortável + alto BFE / PFE, pó de filtro, pólen, bactérias, alta capacidade de filtragem

#### DICAS

- 1. Recomenda-se trocar a máscara a cada quatro horas.
- 2. Se os elásticos estiverem largos, faça um nó.
- 3. As temperaturas aplicáveis variam entre 5-50ºC humidade relativa <80%
- 4. Válido por 2 anos.

### Descrição geral

Máscaras cirúrgicas sem látex, sem fibra de vidro, hipoalérgicas, com presilhas e nariz.

### Uso pretendido

As máscaras faciais ajudam a evitar que partículas grandes expelidas pela criança (por exemplo, saliva, muco) atinjam outras pessoas.



## Segurança à prova d'água

Tem uma camada impermeável que evita as gotículas de ar contaminadas de entrar no sistema.

# Faixas elásticas

O design elástico solto é mais confortavel.

# Design dobrável

Design dobrável para uma respiração em grandes espaços mais confortável

# Pano super macio

Tecido saudável e ecológico sem odor, antialérgico.

