

FFP2 Máscara Protectora



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulação	PPE Regulation (EU) 2016/425
Normas	EN149:2001+A1:2009
Fabricante	DONGYANG YIGE METAL PRODUCTS, CO., LTD 1 Shanhu Road Dongyang City
REF	FFP2
Classificação	Categoria KN95
Nome do produto	FFP2 Máscara de Proteção
Design	Eficiência de filtração, Elásticos e clipe nasal ajustável
Material	(Non-woven) Não-tecido suave e fino e Polipropileno.
Cor	Branco
Camadas	4
Dimensões	Comprimento 210 +/- 3 mm Largura 160 +/- 3 mm
Peso	3-4 g/pc

INSTRUÇÕES

1. A parte do nariz está voltada para cima, o lado sem clipe nasal está voltado para o rosto.
2. Encare a máscara contra o queixo primeiro e puxe o elástico até à orelha até sentir-se confortável.
3. Coloque os dedos no meio do clipe nasal e pressione para dentro de acordo com a ponte nasal para se adaptar à sua forma.

APLICAÇÃO

Com o design da ponte nasal, a máscara é mais flexível e se adapta a quase todos os formatos de rosto. Filtra eficazmente as bactérias, pó, pelo de animais e protege a saúde.

DICAS

1. Lave as mãos antes de usar uma máscara.
2. As máscaras descartáveis geralmente são substituídas a cada 8 horas e não podem ser reutilizadas.
3. É muito fácil e conveniente usar durante o dia sem causar dor.

Descrição Geral

Máscara de Proteção descartável. Não cirúrgica.

Uso pretendido

Estas máscaras oferecem uma proteção de quatro camadas para se proteger contra vírus, inalação de substâncias perigosas, gases e odores. Possui um material de alta qualidade, que reduz a irritação da pele.

