
RESGUARDO DESCARTÁVEL







DESCRIÇÃO GERAL

São concebidos para proporcionar conforto e ajudar a controlar infecções.

A sua estrutura também ajuda a reduzir o risco de contaminação cruzada por lavagem de roupa de cama.

USO PRETENDIDO

Ideal para hospitais e gama médica.

















CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Regulamento (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 14971:2019; EN ISO 15223-1:2016; EN ISO 20417:2021; ISO 10993-1:2018; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2013
FABRICANTE	FEIXI HONGWEI MEDICAL DEVICES CO., LTD 2nd Floor, Building 6, Junction of Chuangxin Ave and Changgu Rd, Economic Development Zone, Feixi County, Hefei City, Anhui, China
REPRESENTANTE EUROPEU	SUNGO EUROPE B.V. Olympich Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands Tel: +49 (0) 211 97634133 Email: de.rep@sungolgobal.com
REF	DBSPP001
NOME DO PRODUTO	Resguardo Descartável
MATERIAL	PE (polietileno) + Papel
COR	Branco
EMMBALAGEM	25 unidades/ embalagem
DIMENSÕES	210x80cm
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Maio 2022

CARACTERÍSTICAS

- 1. Macio, leve, não tóxico, durável, ecológico, econômico.
- 2. Impede e isola poeiras, partículas, álcool, sangue, bactérias e vírus.
- 3. Previne a infecção entre o local de tratamento e o corpo médico.
- 4. Respirável, conveniente, anti-estático, impermeável.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Abra o saco, retire o resguardo.

Cubra a cama com o resguardo.

O lado com película de PE é colocado sobre a cama ou outros locais necessários para evitar que a cama ou outros locais se molhem.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardadas de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

ELIMINAÇÃO

Cada resguardo deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.

